



苏州力特邦医疗用品有限公司  
SUZHOU HEALTHLINE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD



苏州市工业园区临江路46号



0512-62893223



customer-service@healthline-medical.com




www.healthline-medical.com

# 医疗/运动 绷带系列

MEDICAL PRODUCT CATALOGUE

## 医疗用品目录册




## 企业简介

### COMPANY PROFILE

始于2005年的苏州舜康医疗公司，为进一步适应公司未来发展战略，2021年建立了力特邦（苏州）医疗用品有限公司，致力于为国际、国内客户提供全球技术领先的高端医用敷料。

力特邦医疗依托专业的胶类研发团队、装备先进的全自动生产设备、采用升级版胶类产品工艺，先后通过ISO13485质量体系认证，并获得美国FDA产品注册号，2022年起全系列产品出口欧洲、美国市场。

目前，面向国内市场，推出首批无纺布、棉布为基材的新一代自粘绷带、肌能效贴布主打产品，为客户做最好的胶类产品，“关爱健康、提升用户体验”是力特邦医疗的品牌使命，最终实现“共创价值、共享成功”的品牌核心价值。



◎ 18年医疗发展历程

◎ 42家战略合作伙伴

◎ LTB和HEALTHLINE双品牌

◎ 国际国内双循环发展

◎ 中国和欧美体系认证

## 1



### 品牌愿景 Brand vision

- ☑ 成为技术领先的高端医用敷料和运动防护解决方案专业领导者

## 2



### 品牌使命 Brand Mission

- ☑ 关爱健康、提升用户体验，力特邦医疗
- ☑ 致力于中国市场高端敷料的发展和推广、提升医护、健康价值

## 3



### 品牌核心价值 Brand Value

- ☑ 以人为本
- ☑ 成就客户
- ☑ 共担责任
- ☑ 共促发展
- ☑ 共创价值
- ☑ 共享成功

## 4



### 解决方案 Solution

- ☑ 伤口护理
- ☑ 二次固定
- ☑ 运动防护
- ☑ 运动康复



## 产品介绍

- 无纺布加入氨纶弹力丝
- 表面覆以微小的天然乳胶或合成胶颗粒
- 23种颜色选择
- 可依照特殊要求定做

## 产品特色

- 易撕性：包扎后不需剪刀，用手即可撕断，断面整齐
- 自粘性：绷带表面自我粘合，不粘皮肤和毛发，无需用夹子、胶带固定，不会脱落，不用频繁的调整
- 高弹性：弹性 $\geq 200\%$ ，可对包扎部位提供可调节的束紧力与支撑力
- 防水性：遇水或者出汗不会滑落
- 低致敏

## 产品应用

- 固定基层敷料，固定夹板，固定冰袋
- 烧伤及术后包扎、采血压迫止血包扎
- 关节固定，可作为护具的代用品
- 急救包配件
- 静脉曲张包扎加压
- 小儿输液留置针固定

型号	规格	中盒尺寸	卷/中盒	卷/箱	外箱尺寸
LTB-WFB401	2.5cm*450cm	24*18*5.5cm	24	576	50*38*36cm
LTB-WFB402	5cm*450cm	24*18*5.5cm	12	288	50*38*36cm
LTB-WFB403	7.5cm*450cm	24*18*8cm	12	192	50*38*36cm
LTB-WFB404	10cm*450cm	24*18*10.5cm	12	144	50*38*36cm
LTB-WFB406	15cm*450cm	24*18*15.5cm	12	96	50*38*36cm



## 产品介绍

- 优质棉布缝编加入氨纶包芯纱
- 表面覆以微小的天然乳胶或合成胶颗粒
- 8种颜色选择
- 尺寸可依照特殊要求定做

## 产品特色

- 自粘性：自我粘合，不粘皮肤及毛发，不需频繁调整
- 透气性：棉纤维吸湿、透气、排汗，患者使用舒适
- 高强度：棉布绷带抗张强度大，承受力强
- 易撕性：绷带用手即可横向撕断不需剪刀，方便快捷，撕断面齐整
- 顺应性：包扎舒适妥贴，适用于身体任何部位
- 低致敏

## 产品应用

- 固定、支撑无力的肌肉、肌腱等，用于运动拉伤、扭伤的治疗
- 拇指，手腕，手，脚踝的加压固定，骨折治疗的辅助
- 固定冰袋、医用敷料、膝盖吊带
- 防滑支撑包扎，防止运动损伤
- 预防治疗静脉曲张

型号	规格	中盒尺寸	卷/中盒	卷/箱	外箱尺寸
LTB-QM101	2.5cm*450cm	24*18*5.5cm	24	576	50*38*36cm
LTB-QM102	5cm*450cm	24*18*5.5cm	12	288	50*38*36cm
LTB-QM103	7.5cm*450cm	24*18*8cm	12	192	50*38*36cm
LTB-QM104	10cm*450cm	24*18*10.5cm	12	144	50*38*36cm
LTB-QM106	15cm*450cm	24*18*15.5cm	12	96	50*38*36cm



## 产品介绍

- 棉，高分子聚合物
- 单面涂覆
- 全尺寸

## 产品特点

- 高弹性，超透气
- 定位线，束紧佳
- 边缘柔软，不易卷起

## 产品应用

- 顶级螺旋织法，弹性大于160%，适用于各类较困难的包扎部位
- 介入科动脉血管的加压
- 骨伤科固定支具及关节部位等

型号	规格	中盒尺寸	卷/中盒	卷/箱	外箱尺寸
LTB-JY882	5cm*2.5m	6.5*6.5*5.5cm	1	168	47.5*41*24cm
LTB-JY883	7.5cm*2.5m	6.5*6.5*8cm	1	126	47.5*41*24cm
LTB-JY884	10cm*2.5m	6.5*6.5*10cm	1	84	47.5*41*24cm

备注：2.5米是未拉伸绷带长度



**L型固定贴**  
透气不留残胶

### 产品介绍

- 棉, 氨纶, 高分子聚合物, 离型纸
- 单面涂覆, 有防水功能
- 多颜色、多尺寸

### 产品特点

- 高透气、超弹性、粘性强、低致敏
- 不含乳胶, 降低过敏反应
- S型透气涂胶使皮肤产生褶皱、增强运动表现

### 产品应用

- 预防运动韧带、肌腱和关节损伤, 缓解肌肉酸痛, 帮助加快康复
- 促进血液和淋巴组织循环代谢, 比如淤血、水肿、乳腺癌术后淋巴水肿、滑膜炎等都有很好改善
- 矫正姿势, 偏瘫或脑瘫肢体改善: 尖足、下肢高张痉挛改善、强化下肢伸直动作、膝反张、外八字、足内翻、斜颈、腰腹肌无力、双上肢后伸、促进躯干旋转等
- 鼻胃管固定、气管插管固定、导尿管固定

### X型



### Y型



### 异型



型号	规格	中盒尺寸	卷/中盒	卷/箱	外箱尺寸
LTB-JT801	2.5cm*5m	31*15.5*17cm	48	288	49*33*37cm
LTB-JT8015	3.8cm*5m	31*15.5*17cm	32	192	49*33*37cm
LTB-JT802	5cm*5m	31*15.5*17cm	24	144	49*33*37cm
LTB-JT803	7.5cm*5m	31*15.5*17cm	16	96	49*33*37cm
LTB-JT804	10cm*5m	31*15.5*22cm	16	96	49*33*47cm



### 产品介绍

- 优质高强度细纱棉布，抗张强度高
- 应用低敏性医用胶工艺
- 锯齿边和直边可供选择
- 尺寸可依照特殊要求订做

### 产品特点

- 易撕性
- 强度高
- 低敏性
- 粘性强
- 易打开

### 产品应用

- 加强运动中的关节固定，对预防运动中关节扭伤有极佳效果
- 提供持续的支撑力，有助于提高运动成绩
- 应用于运动器材如：曲棍球棒，网球拍把手的缠结

### 应用指南

- 可直接应用于皮肤，体毛较多者，必要时可先将毛发剃除，或配合内层绷带使用
- 应用于踝骨时，与粘性弹性绷带配合使用可达到最佳效果

型号	规格	中盒尺寸	卷/中盒	卷/箱	外箱尺寸
LTB-JB038	3.8cm*13.5m	31*15.5*17cm	32	192	49*33*37cm
LTB-JB050	5cm*13.5m	31*15.5*17cm	24	144	49*33*37cm



### 产品介绍

- 聚氨酯
- 多颜色

### 产品特点

- 无粘性、高弹性、强拉伸
- 不含乳胶，降低过敏反应
- 无痛更换，随意折叠、裁剪
- 特殊微孔结构，加快湿气蒸发和空气流通

### 产品应用

- 用于运动装备之内衬，有效缓冲，预防活动时的肌肤擦伤
- 请于运动固定胶带包扎前使用（打底），直接平整缠绕于肌体表面即可
- 建议搭配使用力特邦运动固定贴布，保护皮肤和轻松剥离

### 应用指南

- 适用于肢体各部位，可根据个人需要调整松紧度
- 使用时无需使用剪刀，手撕即可
- 与贴布搭配使用可减少运动胶布粘胶对皮肤刺激，有效调节被包扎部位支撑力

型号	规格	卷/盒	中盒尺寸
LTB-HM807	7cmx27.4m	16	34X17.5X17.5cm





### 产品介绍

- 棉，氨纶，高分子聚合物
- 单面涂覆
- 全尺寸，多颜色

### 产品特点

- 弹力自调，不限制关节活动
- 轻松手撕，省时省力

### 产品应用

- 预防和减轻关节扭伤，拉伤，肿胀，酸痛
- 科学运用弹性体之张力，给予关节局部安全动态施压

### 应用指南

- 预防和减轻关节扭伤，拉伤，肿胀，酸痛
- 科学运用弹性体之张力，给予关节局部安全动态施压

型号	规格	卷/盒	中盒尺寸
LTB-QT5010	2.5cmx4.5m	96	25X19X24cm
LTB-QT5020	5cmx4.5m	48	25X19X24cm
LTB-QT5030	7.5cmx4.5m	36	25X19X24cm
LTB-QT5040	10cmx4.5m	24	25X19X24cm



- ✓ Made of high twist, cotton elastic cloth tape
- ✓ Breathable and soft
- ✓ Comfortable and flexible
- ✓ High elasticity



### 产品介绍

- 棉，高分子聚合物
- 单面涂覆
- 全尺寸

### 产品特点

- 高弹性 超透气
- 定位线 束紧佳
- 边缘柔软 不易卷起

### 产品应用

- 顶级螺旋织法，弹性大于160%，适用于各类较困难的包扎部位
- 中间红/黄色的定位线有助于包扎的交迭定位，保证束紧力的完全一致
- 粘力牢固，全棉透气排汗，双边柔软的边缘确保运动时不卷起

### 应用指南

- 预防和减轻关节扭伤，拉伤，肿胀，酸痛
- 科学运用弹性体之张力，给予关节局部安全动态施压

型号	规格	卷/盒	中盒尺寸
LTB-ZT802	5cmx4.5m	24	34X17.5X17.5cm
LTB-ZT803	7.5cmx4.5m	16	34X17.5X17.5cm
LTB-ZT804	10cmx4.5m	8	34X17.5X17.5cm